

ARTHRODESEPUDE

LUX-LET



Materiale

Lux-let Arthrodesepuden yder en god aflastning og komfort. Anvendes især til hofteopererede.

Ved anvendelse placeres puden direkte på stolen.

Skumkvalitet

Ved at anvende 3 skumlag, undgås den hårde overgang fra det bløde TempraFlex® til det "hårde" SETEX® 75.

Top: 4 cm TempraFlex®

Mellemlag: 4 cm HR-35 koldskum

Bund: 2 cm granulatskum SETEX® 75

Størrelser

Puden leveres i følgende størrelser:

38 x 45 x 10 cm. Vr.nr. Lux-let - Hmi. nr. 18 253

(Specialmål efter opgave)

Vægtfylde

TempraFlex® har en vægtfylde på 60 kg/m³

HR-35 har en vægtfylde på 35 kg/m³

SETEX® 75 har en vægtfylde på 75 kg/m³

Betræk

Leveres som standard med DECU-TEX® inkontinensbetræk, med skridsikker bund og håndtag i bagkanten.

Rengøring

Pude: Autoklave.

Betræk: Kogevask, tørretumbling.

Bestillingsnr.

Blød Hmi.nr. 34 717

Hård Hmi.nr. 34 727

Product Management - Version 1.0 - Marts 2014

Bramming Plast-Industri A/S
Vardevej 9 • DK-6740 Bramming • Danmark

Tel.: (+45) 79 57 10 00 • Fax: (+45) 75 17 26 11
e-mail: bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

 **BPI**
foam for **your** purpose